

誰でも簡単操作！1つのスイッチだけで全ての操作 血中酸素濃度測定器 パルスオキシメーター

パルキシー EC100

EC100 Aタイプ



表示⇒カラー&脈波

EC100 Bタイプ



表示⇒モノクロ

明確表示

4方向全てから
簡単に表示

日本製品
2年保証

指を挟んでスイッチ1つの簡単操作で「動脈血酸素飽和度」が簡単測定！指の皮膚から動脈血酸素飽和度及び脈拍数を測定、表示することを目的とします。本体から指を抜くと約8秒で自動オフ！無駄な電池の消費を抑えます。OLED(省エネルギー効果の高い有機発光ダイオード)採用でバックライトが不要！どの角度からでも読取りが可能ですのではっきり数値が確認できます。

更に10段階の輝度調整も可能で暗い場所でも明確に表示することが可能です！本体は重量55グラムと軽量で付属のストラップで首からさげてご使用できます。



パステルグリーン



パステルピンク

<AタイプとBタイプの違い>


比較表		
機種名	EC100-A	EC100-B
表示画面の種類	6種類	4種類
ディスプレイカラー	カラー表示	モノクロ表示
脈波波形表示	○	—

【AタイプとBタイプの2種類がございます】

表示カラーが異なり、Aタイプはカラー表示、Bタイプはモノクロ表示になります。比較しますと、Aタイプのカラー表示の方が明確表示です。また、表示画面の種類が異なり、カラー表示の方が2種類多くっており、脈波形も表示します。なお、その他の機能は両機種とも同じです。

●多彩な機能の搭載

スイッチを切り替えることで4方向全てから簡単に表示を読み取ることができます。よって、この1台で自己測定から診断用測定まで対応できます。更に、スイッチを長押しすることで、明るさの調整も可能です。



●脈波波形表示機能（EC100-A:カラータイプのみ）

脈波を確認することでデータの正確さをチェックしながら測定できます。リアルタイムで①脈波波形又は②脈波レベルが表示されます。（EC100B は脈波レベルのみです。）



EC100 Aタイプ

測定時の画面表示の詳細

画面表示される項目は、4項目です。

- ・血中酸素飽和度・・・計算された動脈血中酸素濃度(SpO2)を%表示します。測定不可能な場合は Err(エラー)が表示されます。
- ・脈拍数・・・1 分間当たりの拍動数(BPM)を表示します。測定不可能な場合は Err(エラー)が表示されます。
- ・脈拍強度・・・脈波波形又はパルス周期の何れか 1 種類が表示されます。（EC100B はパルス周期のみです。）
- ・電池マーク・・・電池が消耗時に表示されます。



※EC100A:カラーディスプレイ

商品概要(A、Bタイプ共通)

本体質量	約30g(電池は含まず、電池込みの場合は、約55g)
本体寸法	(幅)32mm×(高さ)34mm×(奥行)58mm
電 源	単4アルカリ乾電池2本
使用環境	使用温湿度 5～40℃ 15～80%RH(結露なきこと) 保存温湿度 10～40℃ 10～80%RH(結露なきこと)
測定範囲	SpO2 70～100% 脈拍 30～235 拍／分
測定精度	SpO2 80～100% ±2% 70～80% ±3% 脈拍 ±2% 又は ±2 拍分
保障期間	2年間 (販売実績から保障期間が、2年間に延長されました。)
耐用期間	3年(製造業者の自己認証による)
管理医療機器	特定保守管理医療機器
医療用具承認番号	220AGBZX00202000
診療報酬点数 (保険点数)	・経皮的動脈血酸素飽和度測定 30 点 ・歯科治療総合医療管理料 140 点
標準付属品	<p>単4アルカリ乾電池2本、ストラップ、収納ケース、取扱説明書、保証書、添付文書</p>  <p>ストラップ(布部:約65～最大約98cmまで伸縮可能)</p>  <p>本 体</p>  <p>単4アルカリ 電池2本</p>  <p>収納ケース (ベルト通し付)</p> <p>(c)create</p>

※パルキシーEC100A(カラーディスプレイ)をご注文
いただいた方へ、下記の聴診器を進呈させていただきます。

※写真・資料の無断のご利用はご遠慮下さい。

※送料・代引き手数料無料です。



聴診器

■赤 ■桃 ■黄 ■青 ■緑 □白 ■黒の7色がございます。



販売元

有限会社 クリエイト

〒828-0026 福岡県豊前市清水町 119

Tel 0979-82-4812 Fax 0979-82-4803

ホームページアドレス

<http://www.592834.com/> (呼吸にやさしいドットコム)

ご不明な点やご購入に際しましては、下記にご連絡下さい。

☎ 0120-592-834 (呼吸にやさしい)

担当：中川 (日本商工会・商工会議所認定 一級販売士)

パルキシー EC100 お申し込み用紙

FAX番号:0979-82-4803 TEL 番号:0120-592-834(呼吸にやさしい)

(メモされてお電話でお申し込みになる場合にもご利用下さい。)

■ご依頼主	
お名前	
ご住所	〒 -
電話番号	
コメント	

お支払い方法	1. 代金引換 ・ 2. 銀行振込(ご入金確認後の発送となります)
発送のご連絡	1. 必要(連絡先:) ・ 2. 不要

商品のご注文					
商品名	タイプ	本体の色	数量	聴診器の色	税込金額
例:パルキシー EC100	Aタイプ	ピンク	1	青	25,200 円
例:パルキシー EC100	Bタイプ	グリーン	1	—	19,950 円
パルキシー EC100					

※聴診器はEC100 Aタイプをご購入いただいた方へのプレゼント対象商品となります。↓

Aタイプは税込み価格:25,200 円、Bタイプは税込価格 19,950 円となります。

なお、送料・代引き手数料は無料でございます。

ご希望事項:_____

